

Find Your Fixed Restoration

	e.max® Monolithic	e.max® Layered	PFZ	TLZ MiYo	zRc	PFM
Application	- Anterior - Anterior bridge monolithic - Bicuspid	Anterior	- Anterior - Anterior bridge	- Anterior - Anterior bridge - Posterior - Posterior bridge	- Posterior - Posterior bridge	- Anterior - Posterior - Posterior bridge
Materials	Lithium disilicate	- Lithium disilicate - Low fusing porcelain	4Y yttria zirconia - Low fusing porcelain	- Full contour 4Y zirconia - MiYO® liquid ceramic	Full contour 4Y zirconia	- Metal of choice - Opaque - Layered porcelain
Tooth shades	All shades	All shades	All shades	All shades	All shades	All shades
Strength	400 MPA	400 MPA	250 MPA	1100 MPA	1100 MPA	200 MPA
Days in lab	7	7	9	3-5	3-5	9
Esthetic quality	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Wear	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
Price	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$

Additional information:



www.roedentallab.com/fixed